

**Centre National de Référence Herpes virus :
laboratoire associé Necker**

Fiche d'envoi : Expertise sérologique CMV pendant la grossesse



Laboratoire de Virologie
Hôpital Necker – Enfants Malades
149, rue de Sèvres
75743 PARIS Cedex 15

Responsable : Dr Marianne LERUEZ-VILLE
Tél : 01-44-49-49-62
Fax : 01-44-49-49-60
e-mail : marianne.leruez@ap-hp.fr

Conditions pré-analytiques à respecter pour tout envoi :

- Envoyer le sérum : sérum décanté ou tube primaire à gel centrifugé
- Uniquement échantillon conservé dans les conditions suivantes :
 - Centrifugation moins de 24 H après le prélèvement
 - Conservation de moins de 24H à température ambiante
 - Conservation de moins de 15 jours à +5°/3°C
- Si acheminement à température ambiante: le prélèvement doit arriver au laboratoire dans les 24 heures
- Si acheminement à +5°/3°C : le prélèvement doit arriver au laboratoire dans les 24 heures

Préciser les analyses demandées :

IgG anti CMV, IgM anti CMV, avidité des IgG anti CMV

Préciser la date de grossesse de la patiente.

Les résultats sont rendus sur papier adressés par courrier.

Les délais de rendus d'une expertise sérologique complète sont de 5 à 7 jours maximum.